

# TALLONIERA A STIVALE



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Talloneria in polimero di visco elastico ad alta densità (80 Kg/m3), assicura morbida protezione attorno all'arto ed aiuta a stabilizzare sia in caso di piede equino sia di torsione del tallone o dell'anca.  
Zero pressione al tallone.  
Riduce le pressione di contatto attorno all'arto.  
Permette uno stabile posizionamento del piede.

## DESTINAZIONE D'USO

Aiuta a prevenire il piede equino

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
<b>P903T1HW</b>	TALLONIERA A STIVALE VISCOFLEX	2632649	V0811
<b>P903HW</b>	COPERTURA	N.A.	N.A.

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia
<b>DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

# TALLONIERA A STIVALE

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I
--------------------------------------	---

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Dimensioni</b>	Lunghezza: 63,5 cm Altezza: 31 cm Larghezza: 22 cm
<b>Portata massima</b>	1,7 Kg
<b>Materiale/Densità della Base in Poliuretano</b>	Polimero Viscoelastico 80 Kg/m3
<b>Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione</b>	Pulire con acqua e sapone e riacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave a vapore fino a 134°C.

## SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA

<b>Materiale della copertura</b>	Copertura impermeabile in Polymaille. Traspirante, bi - elastica. Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento. Trattamento anti - microorganismi. Chiusura con cerniera posto al di sotto del posizionatore. Massima protezione interna. Base antiscivolo
<b>Pulizia</b>	Lavabile a 90°, non utilizzare candeggina e non stiare. Lavaggio a secco con solventi di tipo P. Asciugare in asciugatrice e temperature moderate.