



## ABDUTTORE PER GINOCCHIA VISCOFLEX IN VISCOELASTICO CON COPERTURA POLYMAILLE



### DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Prodotto in polimero viscoelastico ad alta densità (80 Kg/m<sup>3</sup>), anatomicamente sagomato per tenere separate le gambe

### DESTINAZIONE D'USO

Indicato per tenere separate le ginocchia sia in posizione sdraiata che seduta sulla carrozzina

### GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
<b>P911L1HW</b>	ABDUTTORE PER GINOCCHIA VISCOFLEX IN VISCOELASTICO CON COPERTURA POLYMAILLE	2631911	V080302

### INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédât 47300 Villeneuve sur Lot Francia
--------------------	---

### DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I
--------------------------------------	---

### SPECIFICHE TECNICHE



## ABDUTTORE PER GINOCCHIA VISCOFLEX IN VISCOELASTICO CON COPERTURA POLYMAILLE

<b>Dimensioni</b>	24x16x18 cm
<b>Peso</b>	0,3 Kg
<b>Materiale della copertura</b>	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
<b>Permeabilità della Copertura</b>	>500 gr/m2/24h
<b>Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione</b>	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciugabiancheria.

### SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA

<b>Materiale della copertura</b>	Polymaille traspirante e idrorepellente
<b>Materiale della copertura elemento terapeutico</b>	Poliestere spalmato
<b>Peculiarità del rivestimento</b>	Traspirante idrorepellente
<b>Pulizia</b>	Lavabile a 95°
<b>Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU</b>	Lavabile a 95°