

CUSCINI IN FIBRA CAVA



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Cuscini specifici in fibra cava siliconata adatti per particolari esigenze.
Lacci in velcro.

La principale proprietà della fibra cava è la capacità di tornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione e applicazione di pressione; ciò consente, la conservazione della morbidezza e dell'elasticità.

Tali caratteristiche consentono la giusta distribuzione del peso corporeo evitando l'occlusione venosa che, è la causa dell'insorgenza delle piaghe da decubito.

DESTINAZIONE D'USO

Ausili adatti per pazienti con mobilità normale o leggermente limitata.

Grazie alla riduzione della frizione tra la regione da proteggere e il letto, questi dispositivi sono ideali per la prevenzione in pazienti agitati o soggetti a movimenti continui degli arti inferiori e superiori.

GAMMA PRODOTTI

| Codice prodotto | Descrizione | BD/RDM | CND |
|-----------------|------------------|---------|-----------|
| 94004040 | GINOCCHIERA | 2379054 | V0811 |
| 94004041 | GOMITIERA | 2379057 | V0811 |
| 94004042 | TALLONIERA | 2379063 | V0811 |
| 94004044 | TALLONIERA SMALL | 2379073 | V08030102 |

CUSCINI IN FIBRA CAVA

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|---|
| FABBRICANTE | Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia |
|--------------------|---|

DATI REGOLATORI

| | |
|--------------------------------------|--|
| CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO | I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017. |
|--------------------------------------|--|

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------|------|
| Lattice | Free |
|----------------|------|

ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE

Pulizia cuscino:
Lavare con un ciclo delicato fino a una temperatura massima di 30°C.
Non lavare a secco.
Non candeggiare.
Non asciugare nell'asciugatrice.
Non stirare.